





Digital thermometer
Model Eco Temp Basic

- Digitales Fieberthermometer
- Thermomètre digital
- Termometro digitale
- Termómetro digital
- Digitalt thermometer
- Digitaalinen kuumemittari
- Digitalt thermometer
- Digitalt feberthermometeret
- Digitale koortsthermometer
- Ψηφιακό θερμόμετρο
- Dijital klinik termometresi
- Цифровой термометр

• الترمومتر الرقمي

- DE
- FR
- IT
- ES
- PT
- DK
- FI
- NO
- SE
- NL
- EL
- TR
- RU
- AR



English	Deutsch	Français	Italiano	Español	Português	Dansk	Suomi	Norsk	Svenska	Nederlands	Ελληνικά	Türkçe	Русский																					
A. Beep B. After 5 seconds C. After 2 seconds D. All of the display symbols appear. E. The thermometer will automatically switch itself off. F. All of the display symbols appear. G. The most recently measured temperature is displayed together with the M-indicator. H. 37.0 °C (98.6 °F) test display I. When the [C/°F] indicator symbol blinks, the thermometer is ready for use. K. Temperature measurement will commence and the [C/°F] indicator symbol will blink. L. Beep-beep-beep M. The [C/°F] indicator symbol will stop blinking and stay on when the reading is ready. N. The display section is faced upwards. O. Root of Tongue P. Placement Points Q. Tongue R. Turn the display so that it faces upwards. S. The angle should be 35-45 degrees in relation to the arm. T. Coin U. Battery Cover V. Battery W. The "+" mark faces upwards	A. Piepton B. Nach 5 Sekunden C. Nach 2 Sekunden D. Alle Symbole der Anzeige leuchten auf. E. Das Fieberthermometer schaltet sich automatisch selbst aus. F. Alle Symbole der Anzeige leuchten auf. G. Die zuletzt gemessene Temperatur wird zusammen mit dem M-Symbol angezeigt. H. 37,0 °C (98,6 °F) Testanzeige I. Wenn das [C/°F]-Symbol blinkt, ist das Fieberthermometer einsatzbereit. K. Die Temperaturmessung beginnt und das [C/°F]-Symbol blinkt weiterhin. L. Piep-Piep-Piep M. Das [C/°F]-Symbol hört auf zu blinken und leuchtet ständig, wenn die Messung abgeschlossen ist. N. Der Anzeigebereich zeigt nach oben. O. Zungenwurzel P. Die Temperaturmessung beginnt und das [C/°F]-Symbol blinkt weiterhin. Q. Zunge R. Drehen Sie die Anzeige so, dass diese nach innen zeigt. S. Der Winkel in Bezug auf den Arm sollte 35 bis 45° betragen. T. Münze U. Batterieabdeckung V. Batterie W. Die "+"-Markierung zeigt nach oben	A. Bip B. Après 5 secondes C. Après 2 secondes D. Tous les symboles de l'affichage apparaissent. E. Le thermomètre s'éteint automatiquement. F. Tous les symboles de l'affichage apparaissent. G. La dernière température mesurée est affichée avec l'indicateur M. H. La dernière température mesurée est affichée avec l'indicateur M. I. Affichage test 37,0 °C (98,6 °F) J. Lorsque le symbole [C/°F] clignote, le thermomètre est prêt à l'emploi. K. La mesure de la température commence et le symbole [C/°F] clignote. L. Bip-bip-bip M. Le symbole [C/°F] cesse de clignoter et reste allumé en continu lorsque la mesure est terminée. N. La section d'affichage est tournée vers le haut. O. Racine de la langue P. Points de placement Q. Langue R. Orienter l'affichage afin qu'il soit tourné vers l'intérieur. S. Le thermomètre doit être placé à un angle de 35 à 45 degrés par rapport au bras. T. Pièce de monnaie U. Couverture du compartiment de la pile V. Batterie W. Le signe «+» est tourné vers le haut	A. Segnale acustico B. Dopo 5 secondi C. Dopo 2 secondi D. Tutti gli indicatori appariranno sullo display. E. Il termometro si spegnerà automaticamente. F. Tutti gli indicatori appariranno sullo display. G. L'ultimo valore misurato viene visualizzato assieme all'indicatore M. H. 37,0 °C (98,6 °F) Testdisplay I. Quando l'indicatore [C/°F] lampeggia, il termometro è pronto per l'uso. K. La misurazione della temperatura ha inizio e l'indicatore [C/°F] lampeggia. L. Tre segnali acustici M. All termine della misurazione, l'indicatore [C/°F] smette di lampeggiare e rimane fisso. N. Letto del display viene rivolto verso l'alto. O. Base della lingua P. Punti di utilizzo della Lingua Q. Lingua R. Posizionare il display in modo che faccia rivolto verso l'interno. S. L'angolo rispetto al braccio deve essere di 35-45 gradi. T. Moneta U. Copertura della batteria V. Batteria W. Il simbolo "+" deve essere rivolto verso l'alto	A. Pitido B. Después de 5 segundos C. Después de 2 segundos D. Después de 2 segundos E. Todos los símbolos de la pantalla aparecen. F. El termómetro se apagará automáticamente. G. Se muestran todos los símbolos en pantalla. H. La temperatura medida más recientemente se visualiza con el símbolo M. I. Visualización de prueba 37,0 °C (98,6 °F) J. Cuando el símbolo [C/°F] parpadea, el termómetro está listo para ser utilizado. K. La medición de temperatura comienza y el indicador [C/°F] parpadeará. L. Bip-bip-bip M. El símbolo [C/°F] dejará de parpadear y permanecerá encendido cuando la medida está lista. N. El indicador [C/°F] mostrará la temperatura en la pantalla. O. Parte inferior de la lengua P. Posiciones para colocar la lengua Q. Lengua R. Gire la pantalla para que quede hacia para dentro. S. El ángulo deberá ser de entre 35-45 grados en relación al brazo. T. Moneda U. Tampa da pilha V. Pilha W. A marca "+" está virada para cima	A. Bip B. Após 5 segundos C. Após 2 segundos D. Aparecem todos os símbolos no visor. E. O termómetro irá desligar-se automaticamente. F. Aparecem todos os símbolos no visor. G. A temperatura medida mais recentemente é apresentada juntamente com o M-indicador. H. Se mostra a temperatura medida imediatamente antes do teste. I. Visualização de teste 37,0 °C (98,6 °F) J. Quando o símbolo [C/°F] pisca, o termómetro está pronto a ser utilizado. K. A medição da temperatura começa e o símbolo [C/°F] pisca. L. Bip-bip-bip M. O símbolo [C/°F] deixa de piscar e permanece aceso quando a leitura está concluída. N. O visor está virado para cima. O. Parte inferior da língua P. Posições para colocar a língua Q. Tongue R. Vire a tela para dentro. S. O ângulo deverá estar-se entre 35 e 45 graus relativamente ao braço. T. Moeda U. Tampa da pilha V. Pilha W. A marca "+" está virada para cima	A. Bip B. Efter 5 sekunder C. Efter 2 sekunder D. Alle symbolsene i displayet vises. E. Termometeret slukker automatisk. F. Alle symbolsene i displayet vises. G. Den senest målte temperatur vises sammen med M-indikatoren M. H. Den senest opmålte temperatur vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Når symbolset [C/°F] blinker, er termometeret klart til brug. K. Temperaturmålingen begynder, og indikator [C/°F] blinker. L. Tre pip-lyde M. Indicatorsymbol [C/°F] slutter at blinke og lyser når resultatet er klar. N. Displaydelen vender opad. O. Tungen P. Placeringspunkter Q. Tunge R. Vend displayet, så det vender indad. S. Vinkelen skal være 35-45 grader i forhold til armen. T. Mynt U. Batterideksel V. Batteri W. Mærket "+" vender opad	A. Äänimerkki B. 5 sekunnin kuluttua C. 2 sekunnin kuluttua D. Kaikki näytön symbolit tulevat näkyviin. E. Termometeri sammuu automaattisesti pois päältä. F. Kaikki näytön symbolit tulevat näkyviin. G. Viimeksi mitattu lämpötila ja M-merkki näkyvät yhdessä. H. Testinäyttö: 37,0 °C (98,6 °F) I. Kun [C/°F]-merkki vilkkuu, kuumemittari on valmiina käytöön. K. Lämpötilan mittaus alkaa ja [C/°F]-merkki vilkkuu. L. M. Näyttöön ilmenee viimeisin mitattu lämpötila ja M-merkki. N. Näyttöön ilmenee viimeisin mitattu lämpötila ja M-merkki. O. Kieken juuri P. Asetuskohta Q. Kieki R. Käännä näyttö sisäänpäin. S. Kulman tulee olla 35-45 astetta kasi-väen nähden. T. Toinen U. Paristokotelo V. Paristo W. "Krysamerkit" vnder opp	A. Pipelyd B. Etter 5 sekunder C. Etter 2 sekunder D. Alle symbolene i displayet vises. E. Termometeret slår seg av automatisk. F. Alle symbolene i displayet vises. G. Alle symbolene i displayet vises. H. Den senest målte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Når symbolset [C/°F] blinker, er termometeret klart til bruk. K. Målingen av temperaturen starter, og indikator [C/°F] blinker. L. Tre pipelyder M. Symbolset [C/°F] slutter å blinke og lyser når resultatet er klar. N. Siden med displayet er vendt opp. O. Tungen P. Plaseringspunkt Q. Tunge R. Vrid displayet så det vender innad. S. Vinkelen skal være 35-45 grader i forhold til armen. T. Mynt U. Batterideksel V. Batteri W. "Krysmerket" vender opp	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen i displayen visen. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen i displayen visen. H. Den senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Når symbolset [C/°F] blinker, er termometeret klart til bruk. K. Målingen av temperaturen starter og indikator [C/°F] blinker. L. Tre pip-lyder M. Symbolset [C/°F] slutter å blinke og lyser når resultatet er klar. N. Siden med displayet er vendt opp. O. Tungen P. Plaseringspunkt Q. Tunge R. Vrid displayet så att det pekar innåt. S. Vinkelen skal vara 35-45 grader i förhållande till armen. T. Mynt U. Batterideksel V. Batteri W. "+"-märket är uppalat	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-markering wijst naar boven	A. Pipsignaal B. Na 5 seconden C. Na 2 seconden D. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. E. De thermometer schakelt zichzelf automatisch uit. F. Alle symbolen i displayen visen. G. Alle symbolen zijn zichtbaar op het display. H. De senest opmålte temperaturen vises sammen med M-indikatoren M. I. Testdisplay: 37,0 °C (98,6 °F) J. Als het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert, is de thermometer klaar voor gebruik. K. De temperatuurmeting begint en het indicatorsymbool [C/°F] knip-pert. L. Piep-piep-piep M. Het indicatorsymbool [C/°F] stopt met knippen en blijft branden wanneer de meting is voltooid. N. Het displaygedeelte is naar boven gericht. O. Tongwortel P. Plaatsingspunten Q. Tong R. Draai het display zo dat het naar binnen wijst. S. De hoek ten opzichte van de arm moet 35 tot 45 graden zijn. T. Muntstuk U. Kapsel van batterijvak V. Batterij W. De "+"-

Manufacturer 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN
EU-representative EC REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com
Production facility Produktionsstätte Site de production Stabilimento di produzione Oficina de producción Local de produção Produktionsanlæg Tuotantolaitos Produksjonsanlegg Produktionsenhet Productiefaciliteit Εργοστάσιο παραγωγής Üretim Tesisleri Производственное подразделение مصنع الإنتاج	OMRON (DALIAN) CO., LTD. Dalian, CHINA
Subsidiary Niederlassung Succursale Consociata Empresa filial Filial Datterselskab Tytäryhtiö Filial Dotterbolag Dochteronderneming Θυγατρική Yan Kuruluş Дочерняя компания الشركات التابعة	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, GERMANY www.omron-medizintechnik.de
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE Uniquement pour le marché français: OMRON Service Après Vente N° Vert 0 800 91 43 14 consommateurs@omron-sante.fr www.omron-sante.fr/contact

Made in China	Produsert i Kina
Hergestellt in China	Tillverkad i Kina
Fabriqué en Chine	Geproduceerd in China
Prodotto in Cina	Κατασκευάζεται στην Κίνα
Fabricado en China	Çin'de Üretilmiştir
Fabricado na China	Сделано в Китае
Fremstillet i Kina	صُنِعَ فِي الصِّينِ
Valmistettu Kiinassa	